

Moules à Ouverture Latérale - Pour une Extraction Aisée de la Pastille



Eurolabo propose également une gamme de moules à ouverture latérale pour toute application de pressage dont l'extraction de la pastille reste une étape délicate.

Dans le cas d'un moule classique, l'extraction se fait verticalement, générant ainsi des frictions entre la pastille réalisée et le corps du moule. Dans le cas des moules à ouverture latérale ce risque est éliminé.

Moule en version 50mm équipé de son manche



Spécifications générales:

- Moule en acier, dureté Rockwell Rc62.
- Pastilles polies mécanique

Informations particulières à chaque moule:

Référence	AINT-TSS-6	AINT-TSS-13	AINT-TSS-25	AINT-TSS-40	AINT-TSS-50
Diamètre de pastille	6mm	13mm	25mm	40mm	50mm
Charge maximale admissible (Tonnes métriques)	4T	15T	30T	45T	100T
Hauteur totale du moule assemblé (sans échantillon)	50mm	80mm	100mm	120mm	130mm
Hauteur du corps	25mm	50mm	53mm	59mm	69mm
Diamètre externe du corps	35mm	48mm	70mm	79mm	89mm
Poids	0,7Kg	1,2Kg	3Kg	3,5Kg	4,5Kg
Remplissage du moule (conseillé)	Remplissage au 1/3 de la hauteur du corps				